

—
마음잇다

AI 감성분석 기반 시니어 정서 변화 모니터링 서비스

화면설계서

2026. 07. 28

팀명 : 마음잇다
팀원 : 박해성 / 김동희 / 김재부 / 정현우


변경이력

버전	작성일자	수정사항	작성자	검수자
0.1	2026.07.21	- 로그인/시니어 화면 설계 1차 배포	박해성	박해성
0.2	2026.07.28	- 메뉴 구성, 플로우 차트, 시니어/보호자 화면 설계 수정	박해성	박해성

작성방법)


- 1. 화면설계서가 수정될 때마다 버전, 작성자, 수정사항, 수정날짜를 작성하여 이력을 작성해야 한다.
- 2. 버전은 화면설계서가 수정될 때마다 작성해야 한다.
- 2. 수정사항은 과거버전 대비 어떠한 내용이 달라졌는지(추가/수정/삭제)를 작성해야 한다.
- 3. 작성자는 화면설계내용을 작성한 사람이다.
- 4. 검수자는 화면설계에 대해 문제가 없는지 점검하는 사람이다.
- 5. 현재 문서를 제출할 경우 현재 작성방법에 대한 내용은 모두 지우고 제출해야 한다.

메뉴 구성



플로우 차트(안부대화/리포트조회)

안부 대화 (시니어)



리포트 조회 (보호자)



화면 ID

LOGIN_01

화면이름

로그인 화면

관련 유스케이스 ID

UC-00

화면개요


ID/PW 로그인 및 자동로그인 처리, 인증 후 역할별 메인 화면으로 분기하는 진입 화면

메뉴경로

로그인

작성자

팀장 - 박해성 / 팀원 - 박해성



화면설명

- 1~2번에 아이디/비밀번호를 입력한다.
- 3번 체크 시, 다음 접속부터 자동으로 로그인된 상태로 진입한다 (역할별 메인 화면으로 바로 이동).
- 4번 클릭 시, 서버에 인증 요청을 보내고 성공하면 역할(시니어/보호자/관리자)에 따라 메인 화면으로 분기한다.
- 회원가입 화면은 별도로 구현하지 않으며, 계정 정보(역할 포함)는 DB에 직접 등록한다.

화면 ID

SENIOR_HOME_01

화면이름

시니어 - 홈 화면

관련 유스케이스 ID

UC-01

화면개요


시니어 사용자의 홈 화면으로 안부 대화 시작, 최근 대화 요약, 보호자 연결 및 현황 확인이 가능한 화면

메뉴경로

로그인/시니어홈

작성자

팀장 - 박해성 / 팀원 - 박해성



화면설명

- 1번: 안부 대화 예정을 안내하며, 클릭 시 알람 설정 모달을 띄운다.
- 2번: 즉시 안부 대화를 시작할 수 있는 카드 영역
- 3번: 최근 대화 일시와 주요 대화 내용을 요약하여 보여주며 정서 지수에 따라 캐릭터 표정이 달라진다.
- 4번: 서비스 내 주요 메뉴(홈, 안부 대화, 내 정보)로 바로 이동할 수 있는 하단 탭바

화면 ID

SENIOR_CONVERSATION_01

화면이름

시니어 - 안부 대화 화면

관련 유스케이스 ID

UC-01, UC-02, UC-03

화면개요


음성으로 AI와 대화할 수 있는 화면

메뉴경로

로그인/시니어홈/안부대화

작성자

팀장 - 박해성 / 팀원 - 박해성



화면설명

- 1번: 현재 대화 상태를 표시하며, 왼쪽 뒤로가기 버튼을 탭하면 대화를 종료하고 홈 화면으로 돌아간다.
- 2번: 고정 질문을 시작으로 챗봇 모델이 생성한 질문을 텍스트로 표시한다.
- 3번: 음성으로 입력한 사용자의 응답을 텍스트로 변환 후 표시한다.
- 4번: 버튼을 누르면 사용자 목소리를 인식하여 음성 대화를 시작할 수 있다.

화면 ID

GUARDIAN_HOME_01

화면이름

보호자 - 홈 화면

관련 유스케이스 ID

UC-08

화면개요

보호자가 시니어 사용자의 주간 상태와 통계를 한눈에 모니터링하는 홈 화면

메뉴경로

로그인/보호자홈

작성자

팀장 - 박해성 / 팀원 - 박해성



화면설명

- 1번: 시니어의 정서 지수 주간 추이를 바탕으로 보호자에게 추천 행동을 제시하는 카드
- 2번: 시니어와의 연결 상태를 표시하는 카드
- 3번: 최근 7일의 정서 지수 변화 추이를 한눈에 파악할 수 있는 그래프 영역
- 4번: 최근 7일의 정서 지수 평균, 최고, 최저점을 각각 요약하여 보여주는 데이터 카드
- 5번: 요일별 정서 지수 상태를 리스트 형태로 요약해 주는 영역
- 6번: 서비스 내 주요 메뉴(홈, 리포트, 알림, 내 정보)로 바로 이동할 수 있는 하단 탭바

화면 ID

GUARDIAN_REPORT_01

화면이름

보호자 - 리포트 조회 화면

관련 유스케이스 ID

UC-08, UC-09

화면개요

특정 날짜의 시니어 정서 상태, 대화 요약 및 실제 발화 내용을 상세하게 확인할 수 있는 일간 리포트 조회 화면

메뉴경로

로그인/보호자홈/리포트

작성자

팀장 - 박해성 / 팀원 - 박해성



화면설명

- 1번: 리포트의 대상이 되는 시니어의 이름과 리포트 날짜를 보여주는 타이틀 영역
- 2번: 당일 정서 지수와 상태를 시각화하여 보여주는 영역
- 3번: 대화 내용 중 핵심적인 일상과 감정 상태를 요약하고, 대화가 완료된 시각 및 대화 시간 안내
- 4번: 정서 지수 판단의 근거가 된 AI 질문과 시니어의 답변을 타임라인 형태로 제공하는 영역

화면 ID

GUARDIAN_NOTIFICATION_01

화면이름

보호자 - 알림함 화면

관련 유스케이스 ID

UC-11

화면개요

보호자가 수신한 알림 목록을 확인
및 읽음 처리하는 화면

메뉴경로

로그인/보호자홈/알림

작성자

팀장 - 박해성 / 팀원 - 박해성



화면설명

- 1번: 읽지 않은 알림 개수 표시
- 2번: 전체 알림을 읽음 처리하는 버튼
- 3번: 보호자가 수신한 알림 목록을 표시하는 영역